

ATR-IR 利用規定 (2019年7月31日改定)

利用前の心得

- 利用を希望される研究室は年度ごとに代表者を決め、氏名・メールアドレス・内線番号を管理研究室までお知らせください。
- 代表者は管理研究室に連絡し、使用の際のルールと注意点の説明を受けてから利用してください。
- 各研究室の代表者は自分の研究室の利用者にルールと注意点を確実に連絡し、不注意による装置の破損などがないようにしてください。なお、ルールと注意点については必要に応じて改定し、各研究室の代表者に連絡します。

利用時

- 利用に際しては、測定日時を決めてからサイボーズ上で予約して下さい。サイボーズ上で予約が入っていない場合は、予約なしで利用しても構いません。
- 利用記録をノートに必ず記載してください。
- 使う前に試料が残っていたり、装置の周辺が清掃されていない場合はその状態を具体的にノートに記載し、お手数ですが清掃してから測定を開始してください。
- ルールと注意点を熟知のうえ、簡易マニュアルを参照して測定してください。本装置は2014年に10号館有機化学実験室に導入された装置とほぼ同様に操作ができます。
- データの取り出しは、直前にウイルスチェックを行ったUSBメモリを用いて取り出して結構です。ウイルスチェックはNMRエリアにあるPCをご利用ください。
- 利用後は測定した試料をきれいに清掃して、機器の周囲を整理整頓してから終了してください。
- 屈折率の高いサンプルの場合は、ゲルマニウムプリズムが有効です。ゲルマニウムプリズムは破損しやすいため取り扱いには十分注意してください。通常は佐竹研に保管してありますので、お問い合わせください。

使用料金

100円／1検体 (2019年7月31日料金改定)

(ただしゲルマニウムプリズム使用時は、200円／1検体) (2019年7月31日料金改定)

管理研究室

佐竹研究室 (5号館地下2階) 内線 5709