

DLS 動的光散乱装置 利用規定

(2022 年 11 月 7 日)

利用前の心得

- 利用を希望される研究室は年度ごとに代表者を決め、氏名・メールアドレス・内線番号を管理研究室までお知らせください。
- 代表者は管理研究室に連絡し、使用の際のルールと注意点の説明を受けてから利用してください。
- 各研究室の代表者は自分の研究室の利用者にルールと注意点を確実に連絡し、不注意による装置の破損などがないようにしてください。なお、ルールと注意点については必要に応じて改定し、各研究室の代表者に連絡します。

利用時

- 利用に際しては、測定日時を決めてから研究設備オンライン予約システム上で予約して下さい。装置を安定させる時間（20分程度）も含めて予約してください。
- 利用記録をノートに必ず記載してください。
- 使う前に試料が残っていたり、装置の周辺が清掃されていない場合はその状態を具体的にノートに記載し、お手数ですが清掃してから測定を開始してください。
- 装置内に溶液をこぼさないように細心の注意を払ってください。
- ルールと注意点を熟知のうえ、簡易マニュアルを参照して測定してください。
- プリンターは付属していません。データの取り出しは、直前にウイルスチェックを行った USB メモリを用いて取り出して結構です。
- 利用後は機器の周囲を整理整頓してから終了してください。
- 装置の HeNe レーザーは高価な消耗品です。

使用料金

400円／1時間 （100円／15分）

管理研究室

青木研究室（5号館3階）内線 5751（個室）、5765（実験室）